



FICHA TÉCNICA

CODIGO: Guantes de Nitrilo HOUSE

FECHA DE VIGENCIA: 09.08.2019 ACTUALIZACIÓN: No. 01

1. PRODUCTO

GUANTE EXAMEN DE NITRILLO

2. MARCA

HOUSE

3. FABRICANTES Y ORIGEN

Smart Group Corporation Snd. Bhd.: China

Alliance Rubber Products Snd. Bhd.: China

4. PROPÓSITO

Los guantes examen de Nitrilo son guantes de procedimientos ideales para el trabajo dentro del laboratorio clínico, industria, manejo de medicamentos, limpieza de heridas, atención de pacientes y elaboración de alimentos.

Proporcionan excelente resistencia a la perforación en comparación con los de látex o vinilo y son una excelente alternativa para personas que presentan sensibilidad al uso de guantes de látex.

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrera de protección para las manos, elaborada en caucho de nitrilo sintético, no contiene silicona, ceras ni plastificantes en color lavanda. Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil instalación y ajuste; de alta sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado.

6. COMPONENTES Y MATERIALES

No.	COMPONENTE	MATERIAL
1	Guante	Nitrilo-Butadieno (NBR)

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS	TALLA		
	S	M	L
Ancho de palma (mm)	80 +- 10	95 +- 10	110 +- 10
Longitud	220	230	230
Espesor minimo del dedo (mm)	0.05	0.05	0.05
Espesor minimo de la palma (mm)	0.05	0.05	0.05
Espesor minimo de la manga (mm)	0.05	0.05	0.05

8. REQUERIMIENTOS FISICO – MECANICOS

Tension (MPA)	Minimo 14
Elongacion a la rotura (%)	Minimo 500

9. INDICACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- a) Comprobar la vigencia del producto.
- b) Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la talla de la mano.
- c) Conservar en un lugar de almacenamiento seco y ventilado.
- d) Evitar exposición a condiciones de exceso de ozono.
- e) Humedad relativa permanente: máximo 80%
- f) No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque como por ejemplo: pinturas, pegantes, gasolina, y disolventes.

10) ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- a) Descartar después de usar.
- b) No use anillos, joyas ni uñas largas.
- c) Mantener las condiciones de almacenamiento.